

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

Fun Factory Fun Cup menstruációs kehely

A dokumentum a korábban ellenőrzött magyar terméktájékoztató tartalmát egységes, kézikönyv jellegű formában közli.

Gyártó / márka	FUN FACTORY
Shopify SKU	D-244155; D-244153; D-244154; D-244156; D-244157
Termékkategória	Drogéria; Fun factory; Menstruációs kehely
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-244155-HU
Verzió / dátum	Rev. 2.0 • 2026-10-01
EAN	4255821801923 a D-244155 20 ml-es lila változathoz
Anyag	orvosi minőségű szilikon
Használat	kizárólag hüvelyi menstruációs használat

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi használatához.
- A terméket kizárólag a fizikai csomagoláson és az eredeti gyártói dokumentációban megadott rendeltetés szerint használja.
- Eltérés esetén az eredeti gyártói útmutató és a fizikai címke az irányadó.
- Sérült, lejárt, megváltozott vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.

1. Rendeltetésszerű használat

A terméket a megnevezésének, a gyártói dokumentációnak és az alábbi termékspecifikus tudnivalóknak megfelelően használja.

2. Első használat és ciklusok közötti tisztítás

- Mosd meg alaposan a kezed.
- A hivatalos IFU szerint az első használat előtt és a ciklusok között legalább 5 percig forralja a kelyhet csapvízben.
- Ezután hagyja szobahőmérsékletre hűlni.
- Mild, vízbázisú, olajmentes szappannal mossa le, öblítse le, majd tiszta, szőszmentes törülővel szárítsa meg.

3. Behelyezés

- Minden behelyezés előtt ellenőrizze, nincs-e sérülés, felületi elváltozás vagy kellemetlen szag. Ha igen, ne használja.
- Hajtsd össze C-fold vagy pinch-fold módszerrel, majd helyezze a hüvelybe.
- Engedje kinyílni, finoman fordítsa meg, és enyhe húzással ellenőrizze, hogy létrejött-e a zárás.

4. Viselési idő és eltávolítás

- A gyártói IFU kb. 6 óránkénti eltávolítást, ürítést és tisztítást javasol.
- A hivatalos manual szerint 8 óránál hosszabb ideig ne viseld.
- Eltávolításkor előbb oldd a vákuumot két ujjal összenyomva vagy a peremnél benyomva.
- Soha ne használjon csipeszt vagy más idegen tárgyat az eltávolításhoz.

5. TSS és fertőzés

- A toxikus sokk szindróma ritka, de súlyos állapot. Hirtelen láz, hidegrázás, hányinger, hányás, izomfájdalom, vérnyomáscsökkenés, szédülés vagy álmoság esetén azonnal vegye ki a kelyhet és kérj orvosi segítséget.
- Korábbi TSS, illetve aktuális sérülés, gombás vagy bakteriális fertőzés esetén a gyártó nem javasolja a használatot; szükség esetén egyeztess egészségügyi szakemberrel.

- A kehely személyes használatra való, ne oszd meg más személlyel.

6. Tárolás

Tiszta, száraz tasakban, száraz és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

A FUN FACTORY jelenlegi termékoldala egyes helyeken akár 12 órás védelemről ír, az exact hivatalos IFU viszont azt mondja, hogy a kehely kb. 6 óránként érdemes eltávolítani és 8 óránál tovább nem szabad viselni. Ebben a magyar tájékoztatóban a termékspecifikus IFU szigorúbb előírását követjük.

használati útmutatója és/vagy aktuális gyártói termékoldala alapján készült. Nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez kapott eredeti útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.

7. Forrás és dokumentumstátusz

A tartalom alapjául szolgáló források:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0256/6917/3332/files/FF_UM_FUNCUP_78x78_view_Shopify.pdf?v=1715605690

<https://en.funfactory.com/products/fun-cup>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a korábban ellenőrzött termékinformációk alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.
- Eltérés esetén a termékhez mellékelte eredeti útmutató, a fizikai címke és a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.