

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

Satisfyer Love Birds Vary applikációs gésagolyó

A dokumentum a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges, magyar nyelvű összefoglaló. Megőrzendő.

Gyártó / márka	Satisfyer
Shopify SKU	D-240522
Terméktípus	applikációs, variálható súlyú gésagolyó
Tápellátás	beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor; USB-töltés
Vízállóság	IPX7
Anyag	ABS + szilikon
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-240522-HU
Verzió / dátum	Rev. 1.0 • 2026-10-01

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- A terméket kizárólag a rendeltetésének és a gyártói dokumentációnak megfelelően használja.
- Sérült, repedt, deformált vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.
- Fájdalom, zsibbadás, irritáció vagy más szokatlan panasz esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

1. Termékazonosítás és rendeltetésszerű használat

1. Hüvelyi medencefenék-tréningre és vibrációs stimulációra kialakított gésagolyó.
2. 3 cserélhető súlyfokozattal, vezeték nélküli távirányítóval és Satisfyer Connect appvezérléssel használható.
3. A visszahúzó hurok használat közben kívül marad.

2. Üzembe helyezés és energiaellátás

beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor; USB-töltés

3. Kezelőszervek és funkciók

1. A gombbal, távirányítóval vagy Satisfyer Connect alkalmazással vezérelhető.
2. 12 beépített rezgésprogram szerepel a gyártói termékoldalon.
3. A 3 súlyfokozat fokozatos medencefenék-tréningre használható.

4. Használat

1. Tisztítsa meg és használjon kevés vízbázisú síkosítót.
2. A legkönnyebb súlyfokozattal kezdjen.
3. Helyezze be hüvelybe úgy, hogy a visszahúzó hurok kívül maradjon.
4. A gyártói oldal 5-10 perces fekvő gyakorlással való kezdést és fokozatosan 15-20 perces aktív használatra emelést ír le.
5. Eltávolításkor lazítsa el a medencefenék izmait, és a hurkot finoman húzza.

5. Tisztítás és karbantartás

1. Első használat előtt és minden használat után tisztítsa meg.
2. Vízálló (IPX7) terméknel langyos víz, enyhe szappan és kompatibilis játéktisztító használható.
3. Töltés előtt a készüléket és a töltőérintkezőket teljesen szárítsa meg.

6. Síkosító és anyagkompatibilitás

1. Szilikonfelülethez vízbázisú síkosító használata javasolt.

7. Biztonsági figyelmeztetések

1. Sérült, repedt vagy rendellenesen működő készüléket ne használjon és ne töltsön.
2. Fájdalom, irritáció, zsibbadás vagy vérzés esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
3. Töltés közben ne használja.
4. Gyermekektől elzárva tartandó.
5. Fájdalom, medencefenék-panasz vagy szokatlan nyomásérzés esetén hagyja abba és szükség esetén kérjen szakmai tanácsot.

8. Tárolás

1. Tiszta, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolja.
2. Hosszabb tárolás előtt tisztítsa és szárítsa meg.
3. Ne tárolja úgy, hogy a kezelőgombok tartós nyomás alatt legyenek.

9. Elem / akkumulátor és hulladékkezelés

1. Beépített akkumulátoros készüléket ne bontson meg és az akkumulátort ne próbálja házilag cserélni, ha ezt a gyártó nem engedélyezi.
2. Az elektromos készüléket és az akkumulátort élettartama végén elkülönített elektronikai hulladékgyűjtő vagy visszavételi ponton adja le.
3. Sérült, felpúposodott, szivárgó vagy rendellenesen melegedő akkumulátoros készüléket ne töltsön tovább.

TERMÉKSPECIFIKUS MEGJEGYZÉS

- A Satisfyer különböző regionális oldalain a cserélhető súlyok grammban megadott értékei nem teljesen egységesek. Ezért a magyar útmutató nem rögzít konkrét grammértékeket; a saját csomagoláson szereplő értékek az irányadók.

10. Forrás és dokumentumstátusz

A műszaki és használati információk a következő gyártói vagy exact termékforrásokból készültek:

<https://www.satisfyer.com/hu/en/satisfyer-love-birds-vary-connect-app-29-29-43-grams-3-heads>

<https://www.satisfyer.com/hu/manuals>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a nyilvánosan elérhető gyártói dokumentáció és a termékazonosító adatok alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti gyártói útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.